

A SAFE LASER + GÉL HASZNÁLATA

- A GÉL + Safe Lasert használja minden reggel és este folyamatosan vagy alkalmazza kúraszerűen (minden évszakváltásnál 4 hét).

- A szokásos **arctisztítást** követően kenje fel a **Gélt**, majd egy **hidratáló** krémet!
A Safe Laser GÉL egy speciális öregedésgátló szérum, ami nem helyettesíti a hidratáló krémet!

A GÉL a mélyebb rétegekbe regenerál és hidratál, de a felső epidermiszre (hámréteg) nem hat.

A felső hámréteg hidratálására+védelmére használjon hagyományos hidratáló krémet vagy arctejet!

- Hidratálás után a **lézerrel körkörös mozdulatokkal masszírozza be** (ne erősen, csak hozzáérintve) a **Gélt + a szokásos hidratálót**, közben álljon meg a kritikus pontokon! (mélyebb ránc, pigmentfolt, pattanás...)

Kritikus pontok kezelési ideje:

- SL150 = minimum 1 perc
- SL500 = minimum 10 mp (**6x teljesítmény/cm²**)
- SL1800 = minimum 10 mp (**6x teljesítmény/cm² + 5x felület**)

A lézeres világítás során **a szemkörnyékét óvatosan világítsa** és ügyeljen rá, hogy **a lézerefénnyel ne világítson közvetlenül a nyitott szembe!**

Ha eddig nem használt semmilyen hidratáló krémet vagy arctejet, először azt próbálja ki 1-2 hétig, és ha bevált (semmilyen problémát nem okozott a bőrén), utána kezdje csak el az Safe Laser GÉL + Safe Laser együttes használatát!

- SL150 + kozmetikai kezelőfej = 35 éves korig.
- SL500 Infra = 35 éves kortól vagy komolyabb bőrhibák esetén.
- SL1800 Infra = Hatékonyabb, gyorsabb kezelés. (pl. kozmetikusok számára)

A lézerek tisztítása

A lézer fejét törölje le egy nedves vagy alkoholos kendővel! Egyéb maró hatású anyagot NE használjon, mert sérülhet az optika!